

2022年3月

カールフィッシャー水分測定用対極液

アクアライトCN が製造中止 になります

『アクアライトCN』は原材料の調達が困難となったため、2022年3月に**製造中止**し、以降、**在庫限り**の販売となります。

改良品『アクアライトCX』への**切替をお早め**にご検討ください。

裏面用紙にて、**試供品** (5本入り) の申し込みが可能です。

アクアライトCX

- 総電解可能量は**2倍長持ち**！
- 試薬使用量を**1/3に低減**！
- より**低価格**でのご提供！
- 日本薬局方**第18改正**に対応可！



5 mL × 10 本入り
[パーツNo. D311174-1]

¥13,000 (税別)

2019年3月発売

アクアライトCXとアクアライトCN (従来品) の比較

対極液	内容量	水分測定可能量
アクアライトCX	5 mL	約300 ~ 400 mg
アクアライトCN (従来品)	15 mL	約100 ~ 200 mg

【日本薬局方への対応】

2021年6月公示の日本薬局方第18改正において、「2.48 水分測定方法」の項が改正され、広く適切に使用されている市販試薬を柔軟に活用可、とする主旨の変更がなされました。

第17改正では、対極液はアクアライトCNのみが準拠していましたが、

第18改正では、測定の適合性試験の確認により、**アクアライトCXも使用可能**となります。

測定比較データをホームページにて公開しています。
<https://hiranuma.com/products/aqua/reagent/reagent.html>





FAX: 029-247-6952

またはメールに添付 info@hiranuma.com

アクアライト CX 試供品申込用紙

会社名・法人名	
所属部署	
氏名	
住所	〒
電話番号	
備考	
※お申し込みは 1 回限りとさせていただきます。 ※ご記入いただきました個人情報は下記の目的の範囲内でのみ使用いたします。 <ul style="list-style-type: none">・試供品の送付・お客様に対する販売活動、及びマーケティング活動	

SDS(安全データシート) は HIRANUMA ホームページにて公開しております。
<https://hiranuma.com/support/sds/aq/aq.html>

株式会社 HIRANUMA

本社・水戸事業所

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町 1739

本社マーケティング Gr. TEL(029)247-7218

東京オフィス TEL(03)5962-3413

大阪オフィス TEL(080)9554-8237

名古屋オフィス TEL(080)8420-3981

お問い合わせはー