

カールフィッシャー

水分測定用対極液

アクアライトCX

 内容量は1/3で**廃棄量を低減!**

 総電解可能量は**2倍長持ち!**
新カールフィッシャー
水分測定用対極液!

5 mL × 10 本入り
¥13,000 (税別)

従来品 (アクアライトCN) との比較

対極液	内容量	水分測定可能量
アクアライトCX	5 mL	約300 ~ 400 mg
アクアライトCN	15 mL	約100 ~ 200 mg

水標準品1.0 (認証値:990 ppm, 許容差±3 %) 測定結果

対極液	測定結果 (n=3)	回収率
アクアライトCX	平均値	995.7 ppm
	標準偏差	1.7 ppm
	変動係数	0.17 %
アクアライトCN	平均値	993.2 ppm
	標準偏差	0.8 ppm
	変動係数	0.08 %

測定比較データは平沼産業ホームページにて公開しております。

<https://hiranuma.com/products/aqua/reagent/reagent.html>

アクアライトCXの試供品をご用意しております。

平沼産業ホームページまたは裏面のFAX用紙にてお申し込みください。(申込 2019年12月末まで)

**FAX: 029-247-6952****アクアライトCX 試供品申込用紙**

会社・法人名	
所属部署	
(フリガナ) 氏名	
住所	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
電話番号	
備考	
<p>※お申し込みは1回限りとさせていただきます。 ※ご記入いただきました個人情報下記目的の範囲内でのみ使用いたします。</p> <ul style="list-style-type: none">・試供品の送付・お客様に対する販売活動、及びマーケティング活動	

日本薬局方収載の対極液はアクアライトCNとなります。
SDS(安全データシート)は平沼産業ホームページにて公開しております。
<https://hiranuma.com/support/sds/aq/aq.html>

平沼産業株式会社

本社・工場 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1739
TEL (029) 247-6411(代) FAX (029) 247-6942
東京営業所 TEL (03) 3835-9731 FAX (03) 3835-1818
大阪営業所 TEL (050) 3139-4861 FAX (06) 4807-2559
名古屋営業所 TEL (050) 3139-4952 FAX (052) 219-1305

お問い合わせは—